

SteriFeed® ICS800 Induktionsversiegelung



Der neue SteriFeed® Sealer ermöglicht, vor der Pasteurisierung eine Foliendichtung an der Spendermuttermilch-Flasche anzubringen. Die Verwendung des Folien-Versiegelungssystems erlaubt, die Flasche samt Verschluss sicher in das Pasteurisier-Gerät einzutauchen. So kann die gesamte Flasche samt Verschluss sowohl während der Aufheiz- als auch der Abkühlphase des Pasteurisierzyklus behandelt werden.

WHO-Leitlinien raten bei der Zubereitung von Nahrung: „Im Gesundheitswesen werden manipulations sichere Deckel/Siegel für alle zubereiteten Nahrungsmittel empfohlen.“

BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKEL	VPE	ART. NR.
SteriFeed® ICS800	1 Stk.	STE-ICS800

VORTEILE DES STERIFEEED FOLIEN-VERSIEGELUNGSSYSTEMS:

- Originalitätssiegel
- Leicht zu öffnen
- Verbesserte Sauerstoffbarriere
- Hermetischer Verschluss
- Transportsicherheit
- Verbesserte Sicherheit beim Pasteurisieren

VERBESSERTE FUNKTIONEN

- Pass/Fail Programm
- Schneller und einfacher zu bedienen
- Zähler zum Zählen von Chargen
- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Verschiedene Sprachen zur Auswahl

DER STERIFEEED® SEALER INFORMIERT, WENN

- keine Folienversiegelung vorhanden
- Versiegelung unvollständig
- Versiegelung mehrfach erfolgt oder
- das Siegel nass ist