

bilISAVE® – Der sichere Augenschutz während der Phototherapie

Jeder, der Kinder während der Phototherapie betreut hat kennt die Situation: Die Kinder sind unruhig und ständig verrutscht der Augenschutz. Die Lösung dieses Problems ist einfach: bilISAVE®. Das spezielle Y-Design der Haltebänder gewährleistet, dass der Augenschutz dauerhaft, sicher und bequem am Kopf des Kindes anliegt.

Das weiche, atmungsaktive Material und die Griffaschen ermöglichen ein einfaches Justieren und sind, bis auf die lichtdichten Augenpads, durchlässig für die Bestrahlung.

Die Klettverschlüsse können individuell verstellt werden. bilISAVE® passt sich jeder Kopfform an und gewährleistet neben einem effektiven Schutz der Augen, eine größtmögliche Bestrahlungsoberfläche.



PRODUKTMERKMALE

- Patentiertes, atmungsaktives Material minimiert das Risiko von Hautreizungen
- Höchster Tragekomfort – weich und kuschelig am Köpfchen des Kindes
- Lichtdichte Augenpads aus 100 % Baumwolle mit schwarzem und blauem Bindegewebe
- Sicher haftender, nicht auftragender Klettverschluss aus Nylon
- Latexfrei

BESTELLINFORMATIONEN

Augenschutz bilISAVE®

GRÖSSE	KOPFUMFANG	VPE	ART. NR.
S	20 – 28cm	50 Stk.	MC-NA421644/1
M	24 – 33cm	50 Stk.	MC-NA421643/1
L	30 – 38cm	50 Stk.	MC-NA421642/1