

Matris – Das Babybett für Rooming-in



Die Nähe zum Neugeborenen ist wichtig, um es zu beruhigen, ihm das Gefühl zu geben, geschützt zu werden und ihm die Liebe der Mutter zu vermitteln.

Für Neugeborene ist es wichtig, ihre Mutter zu erkennen, sie zu beobachten, ihrer Stimme zu lauschen und von ihr zu trinken. Das **Matris-Bettchen** erfüllt diese Bedürfnisse. Das Neugeborene ist in seinem eigenen Raum geschützt, und die Mutter kann sich bewegen und schlafen, ohne Angst haben zu müssen, das Baby zu verletzen.



Kinderbett mit Polyethylenstruktur, vertikal absenkbare gepolsterte Sicherheitsseiten aus transparentem Plexiglas, ungiftig und unzerbrechlich, zur Reinigung abnehmbar. Oberseite aus geschichtetem Laminat, verstellbar in Trendelenburg- und Reverse-Trendelenburg-Position, mit Lüftungslöchern an der Unterseite und Namensschild an beiden Vorderseiten. Wagen mit epoxidpulverbeschichtetem Stahlgestell und ABS-Radabdeckung auf 4 selbstbremsenden Zwillingsrädern mit Ø 100 mm, die durch den in das Gestell integrierten Schiebegriff entriegelt werden, um die Krippe automatisch zu bremsen.

Höhenverstellung mit Gaspumpe, gesteuert durch die Entriegelungsgriffe an der Kopf- und Fußseite, die vom Bediener und/oder der im Bett liegenden Mutter aktiviert werden.

Gepolsterte Seiten sorgen für Kontinuität zwischen der Matratze des Kinderbettes und der Matratze des Bettes für einen sicheren Transfer des Babys vom Kinderbett ins Bett und umgekehrt.

Das Bettchen kann sowohl rechts als auch links vom Bett der Mutter aufgestellt werden.

PRODUKTMERKMALE

- Gesamtabmessungen
94 cm Länge × 52 cm Breite × 98 cm Höhe
- Höhe der Matratzenauflage 54 bis 72 cm
- Trendelenburg 12°
- Umgekehrter Trendelenburg 6°
- Matratze aus flexiblem, geschäumtem Polyurethan. Flammhemmender Bezug aus nicht schrumpfenden Polyesterfasern (Trevira cs) Homologation 1IM D.M. 26/6/84.
- Medizinisches Gerät, Klasse I, in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 93/42/EWG, geändert durch die Richtlinie 2007/47/EG.



Weitere technische Details und Artikelnummern auf Anfrage.