

Medibino Neo – Kopflagerungssystem für Früh- und Reifgeborene



Medibino Neo ist ein Kopflagerungssystem für Früh- und Neugeborene zur Anwendung in der Neonatologie und Geburtsstation. Das System besteht aus den 3 Komponenten Gelring, Innenkissen und Baumwollbezug. Zusätzlich gibt es auch Einwegbezüge.

- Für die druckentlastende Lagerung von Frühgeborenen und Säuglingen während eines langen Krankenhausaufenthaltes sowie auf der Wöchnerinnenstation um Eltern über Präventionsmaßnahmen von Schädeldeformitäten aufzuklären
- Zur Lagerung in 30° Hochlagerung und zur Stabilisierung der Kopfmittellage bei Asphyxie und ggf. zur Prävention von intraventrikulären Hämorrhagien (Hirnblutung)
- Zur Stabilisierung des Kopfes in der Mittellage während notwendigen Interventionen

PRODUKTMERKMALE

Lagerungsring aus Softgel



- Verfügbar in drei Größen
 - Größe S: 90 × 80 × 18 mm
 - Größe M: 110 × 95 × 22 mm
 - Größe L: 130 × 110 × 25 mm
- Unsteril, wischdesinfizierbar

Innenkissen aus 2,5-Lagen Laminat

- Verfügbar in den Größen S, M, L passend zum Gelring
- Wasserdicht und wischdesinfizierbar
- Füllung aus soften Gelkugeln

Bezug aus Baumwolle

- Verfügbar in den Größen S, M, L passend zum Gelring
- Hotelverschluss mit Einschub für Ring und Innenkissen
- 60° waschbar





Die Lagerung von frühgeborenen Säuglingen stellt in der Intensivpflege eine große Herausforderung dar. Reifgeborene Babys generell, aber insbesondere Frühgeborene sind weniger aktiv und liegen häufig in einer Position. Dadurch sind bestimmte Körperstellen einer erhöhten Druckbelastung ausgesetzt. Da die Schädelknochen in den ersten Lebensmonaten noch sehr weich sind, ist der Kopf sensibel gegenüber dauerhaftem Druck.

Bei Frühgeborenen ist dies besonders kritisch, da der Schädel durch die geringe Reife bei der Geburt noch weicher ist und frühgeborene Babys häufig über mehrere Monate in der Klinik überwacht und dazu im Inkubator gelagert werden müssen. Kopfverformungen, wie Plagiozephalie, Brachyzephalie und Dolichozephalie, sind bei einseitiger Lagerung der Früh- und Reifgeborenen auf der Seite oder dem Rücken häufig die Folge.

Die Häufigkeit von Kopfverformungen bei Frühgeborenen wird in Studien mit bis zu 90% angegeben. Mit dem Medibino Neo Lagerungssystem stellen wir eine Lösung für die druckentlastende Lagerung und Stabilisierung der Kopfmittellage von Frühgeborenen und Säuglingen während eines langen Krankenhausaufenthaltes bereit.

BESTELLINFORMATIONEN		
ARTIKEL	VPE	ART. NR.
Größe S (Frühgeborene bis 800g)		
Gelring (90mm x 80mm x 18mm)	1 Stück	MC-KM240211
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	MC-KM240211K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	MC-KM240211MW
Einwegbezug	50 Stück	MC-KM240211EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	MC-KM240211EW+
Größe M (Frühgeborene zwischen circa 800g und 2000g)		
Gelring (110mm x 95mm x 22mm)	1 Stück	MC-KM240212
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	MC-KM240212K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	MC-KM240212MW
Einwegbezug	50 Stück	MC-KM240212EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	MC-KM240212EW+
Größe L (Frühgeborene über 2000g und Reifgeborene)		
Gelring (130mm x 110mm x 25mm)	1 Stück	MC-KM240213
Innenkissen gefüllt mit Softgranulat	1 Stück	MC-KM240213K
Baumwollbezug, waschbar bis 60 °C	1 Stück	MC-KM240213MW
Einwegbezug 50 Stück	50 Stück	MC-KM240213EW
Einwegbezug mit Softgranulat gefülltem Innenkissen	50 Stück	MC-KM240213EW+