

Nasogastrale Doppelkopfsonden für die enterale Ernährung



Ernährungssonde für die nasogastrale enterale Ernährung. Das gut verträgliche, biokompatible und nicht toxische Polyurethan verhindert Reizungen des Nasen-Rachen-Raums.

PRODUKTMERKMALE

- Mittelfristige Verwendungsdauer
- Latexfrei, steril und für den Einweggebrauch
- Messskala im Siebdruck bedruckt
- Atraumatische Spitze
- Vormontierter Führungsdraht
- Drei seitliche Austrittsöffnungen
- Latexfrei
- 100 % röntgendicht
- Doppelanschluss: ENFIT + ENFIT
- Farbcodiert je Größe

BESTELLINFORMATIONEN

LÄNGE	FARBE	FR/CH	VPE	ART. NR.
800 mm	hellgrün	6	20 Stück	BM-058.06
1100 mm	blau	8	20 Stück	BM-058.08
1100 mm	schwarz	10	20 Stück	BM-058.10
1100 mm	weiß	12	20 Stück	BM-058.12
1100 mm	dunkelgrün	14	20 Stück	BM-058.14
1100 mm	orange	16	20 Stück	BM-058.16