

ZIP Helme von DIMAR



INTENSIV- PFLEGE

Die leistungsstarken ZIP Helme können für die mechanische, nicht-invasive Beatmung (NPPB) mit PSV/ASB-, BiPAP- und CPAP-Technik verwendet werden.

Die Ausführung mit luftdichtem Reißverschluss gestattet raschen und problemlosen Zugang zum Patienten. Komfortabel und praktisch.



Erklärvideo

VORTEILE

- Rascher Zugriff auf das Gesicht des Patienten
- Hygieneverrichtungen, Nahrungsaufnahme und Weaning können erfolgen, ohne dass der Helm abgenommen werden muss
- Bei der Verwendung in PSV-ASB, verbessert die Befestigung „Eyelet“ die Reaktion auf den Atemtrigger bei der Inspirationsphase und die Synchronisation mit dem Patient-Beatmungsgerät
- Mit PEEP-Ventil bei Druckmangel dennoch bidirektionaler Fluss gewährleistet, wodurch einer Erstickungsgefahr entgegengewirkt wird
- Ermöglicht Seitenlage des Patienten, denn Ein- und Austritt der Gase können umgetauscht oder auf derselben Seite angeschlossen werden

NIMV 6R ZIP

Helm für mechanische nicht-invasive Beatmung (NPPB), verwendbar in PSV/ASB, BiPAP und CPAP. 6 ISO-Anschlüsse machen das Gerät besonders leistungsfähig, praktisch und angenehm. Der Anschluss am steifen Halsring reduziert Verzögerungen bei der Trigger-Reaktionszeit auf <0,1".

Schultergurte aus thermosensiblen Material zur Vermeidung von Dekubitus.



PRODUKTMERKMALE

- Luftdichter Reißverschluss mit einem Öffnungswinkel bis 240°
- Aus biokompatiblem Kunststoffmaterial
- Zusätzliche Halteösen „Eyelet“ auf der Helmoberseite zur alternativen Befestigung
- Symmetrische Anschlüsse rechts und links bieten praktische und handliche Verbindungsmöglichkeiten für die auf allen Seiten angeordneten Geräte
- Dicht schließende Zugänge von 3 bis 19 mm
- Schutzpolsterung aus dem hygienischen, antibakteriellen Material CoolMax®
- Anschluss: ISO 15M, 22M und 22F
- Latexfrei

COMFORT ZIP

Helm für CPAP und BIPAP. Ohne steifen Halsring und mit weichen Schultergurten zur Vermeidung von Dekubitus am Nacken. Der hohe Tragekomfort gestattet die langfristige Anwendung sowohl im Krankenhaus als auch bei der Heimbehandlung.



BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	VPE	COMFORT ZIP	NIMV 6R ZIP
XXS	5 Stk.	DIM-500 5579	DIM-600 5586
XS	5 Stk.	DIM-500 5441	DIM-500 5234
S	5 Stk.	DIM-500 5442	DIM-600 5235
M	5 Stk.	DIM-500 5443	DIM-600 5236
L	5 Stk.	DIM-500 5444	DIM-600 5237
XL	5 Stk.	DIM-500 5445	DIM-600 5238
XXL	5 Stk.	DIM-500 5446	DIM-600 5239
3XL	5 Stk.	DIM-500 5568	DIM-600 5582
ZUBEHÖR		VPE	ART. NR.
PEEP-Ventil adjustierbar		10 Stk.	DIM-700 5056
PEEP-Ventil adj.bar & gefedert		10 Stk.	DIM-700 6336
Einwegventil		10 Stk.	DIM-700 5058
Überdruckventil		10 Stk.	DIM-700 5057
4-Wege-Verlängerung für ZVK		10 Stk.	DIM-700 3358
Einweg-Manometer		10 Stk.	DIM-700 6355