

Starfit™ N/G Sonde mit Mandrin



Die Starfit™ N/G Sonde mit Mandrin ermöglicht einen **einfachen Wechsel** von der gastralen Aspiration/Drainage zur enteralen Nahrungszufuhr bei Erwachsenen und Kindern. Sie ist mit einem Doppelanschluss mit Trichter und ENFit®-Konnektor ausgestattet.

PRODUKTMERKMALE

- Abgerundete Spitze für atraumatisches Einführen und maximalen Patientenkomfort
- Aufgedruckte cm-Markierungen von 10 bis 80 cm, zur Erleichterung des Einführens und als visuelle Rückmeldung bei möglicher Migration
- Geflochtener, beschichteter und gebrauchsfertiger Mandrin mit glatter, abgerundeter Bolusspitze
- Geschlossene distale Spitze mit seitlichen Austrittsöffnungen, die das Risiko des Anhaftens an der Magenschleimhaut verringern
- Durchsichtige Sonde mit röntgendichtem Streifen (40% Bariumsulfat) über die gesamte Länge der Sonde ermöglicht die Sichtkontrolle
- Polyurethan: extra dünnwandig, geringe Adhäsion und hohe chemische Beständigkeit, reduziert das Abknicken beim Einführen, aber weich und komfortabel in situ
- ISO 80369-3-konformer Anschluss: ENFit®-Stecker und Kappe
- Farbcodierung nach Größe, einfache Erkennung
- Einzeln steril verpackt
- Mögliche Verweildauer bis zu 28 Tage
- DEHP, Bisphenol A & latexfrei

BESTELLINFORMATIONEN

Starfit™ N/G Sonde mit Mandrin, 120 cm Länge

| DIAMETER | VPE | ART. NR. |
|----------|---------|----------------|
| 8 Fr | 20 Stk. | HOI-NGGV08-120 |
| 10 Fr | 20 Stk. | HOI-NGGV10-120 |
| 12 Fr | 20 Stk. | HOI-NGGV12-120 |
| 14 Fr | 10 Stk. | HOI-NGGV14-120 |
| 16 Fr | 20 Stk. | HOI-NGGV16-120 |
| 18 Fr | 20 Stk. | HOI-NGGV18-120 |