

DiMax STANDARD Masken

Gesichtsmaske der neuen Generation für die nicht-invasive mechanische Beatmung in den Techniken PSV, BILEVEL-BIPAP und CPAP.

PRODUKTMERKMALE

- 5 Befestigungspunkte
- Hergestellt aus flexiblem Polycarbonat
- Weite und dünne (0,1 mm) Silikonmembran
- Spezieller verschließbarer Zugang für Sonden
- Austauschbare Anschlüsse.
- Große Auswahl an Größen (PED, S, M, L, XL, XXL)
- Als Einpatientenprodukt oder sterilisierbare Variante verfügbar
- Lineal für Größenermittlung inkludiert
- Luftstrom Konnektor
- Belüftungsventile zur Verhinderung der Kondensation
- Latexfrei



VORTEILE

- Praktisch und effektiv
- Erhöhter Halt und Komfort mit weniger Zug im Nackenbereich
- Mehr Platz für den Nasenrücken, dadurch bessere Paßform
- Reduziertes Risiko von Kontaktverletzungen
- Möglichkeit zum Durchführen einer Magensonde und oder einer fibrobronchoskopischen Sonde, ohne Leckage und Unterbrechung der Beatmung
- Verschiedene Ellbogenstücke von nichtbelüftet, oder mit Anti-Asphyxie-Ventil bis Bronchoskopie-adapter verfügbar

BESTELLINFORMATIONEN

GRÖSSE	VPE	ART. NR.
XS (Pädiatrie)	5 Stk.	DIM-700 6989
S (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6709
M (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6710
L (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6711
XL (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 6712
XXL (Erwachsene)	5 Stk.	DIM-700 7243

Alle Artikel sind auch mit der Ergänzung P als sterilisierbares Produkt bei 121 Grad lieferbar